

	STERILISATION CENTRALE Direction des Opérations	LT008.4 Diffusion : 08.04.2013
RINCAGE MANUEL		
Rédigé : H.Ney / 08.04.2013	Vérifié : C. Brehier/08.04.2013	Approuvé : H. Ney/08.04.2013

1. Introduction

Le rinçage manuel peut être effectué :

- Après pré-désinfection et nettoyage ;
- Après désinfection ;
- Après désinfection de haut niveau et/ou pour l'utilisation des dispositifs médicaux en "JUSTE A TEMPS".

2. Porter des gants, lunettes, charlotte et tablier imperméable

- Lors de toutes les manipulations de rinçage ;

Utiliser aussi un masque et s'il y a risque de projections
--

3. Le rinçage

- Remplir l'évier ou un bac avec de l'eau de robinet ;
- Immerger les dispositifs médicaux dans l'eau et rincer abondamment, faire circuler l'eau à l'intérieur des objets tubulaires et des cavités creuses afin d'éliminer toutes les souillures décollées lors du nettoyage ;
- Répéter ensuite l'opération directement sous le robinet et/ou rincer avec l'eau à pression (*peu de particules projetées*).

4. Rinçage après pré-désinfection et nettoyage manuel

- Eau de robinet à une température inférieure à 40 °C ;
- et/ou Eau déminéralisée à pression (pistolet avec ses accessoires).

5. Rinçage après désinfection manuelle

- Lorsque les dispositifs nécessitent une désinfection de niveau moyen ou qu'ils vont être stérilisés.
 - Eau si possible déminéralisée, dans l'évier ou dans un bac ;

- et/ou Eau déminéralisée à pression (pistolet à pression avec ses accessoires).
- b) Lorsque les dispositifs nécessitent une désinfection de haut niveau (HLD) et/ou qu'ils vont être utilisés en "JUSTE A TEMPS".
- Eau **stérile** ou **filtrée** apyrogène (si possible déminéralisée) ;
 - Le personnel doit effectuer toutes les manipulations avec des **gants stériles et un masque** ;
 - **Le bac ou récipient** employé, sera **stérile** ou **désinfecté** juste avant d'être rempli.

Technique :

1. Désinfecter le bac ou utiliser un bac stérile ;
2. **Remplir un bac** avec de l'eau **stérile** ou **filtrée** apyrogène (si possible déminéralisée) ;
3. **Mettre le masque et des gants stériles** ;
4. **Sortir** les dispositifs du bac de désinfection, les **Immerger** dans l'eau préparée et les **Rincer** abondamment. Faire circuler l'eau à l'intérieur des objets tubulaires et des cavités creuses ;
5. **Répéter** l'opération jusqu'à élimination de tout produit désinfectant.