


## MODE D'EMPLOI RAPIDE POUR VOLUME VESICAL (BVI3000®)

*Tiré de mode d'emploi fabricant Verathon médical*

- Mettez en marche le BVI 3000 en appuyant sur le **bouton MARCHE/ARRET**
- Dans le menu principal, choisissez le **bouton "SCAN"**
- Puis appuyer sur le **bouton SEXE** pour indiquer le sexe du patient .Le réglage féminin exclut l'utérus de la mesure et ne doit pas être choisi en cas d'hystérectomie. Le choix « Masculin » s'applique à tous les patients hommes et en cas d'hystérectomie.
- Le réglage féminin exclut l'utérus de la mesure et ne doit PAS être choisi en cas d'hystérectomie. L'écran LCD affichera un personnage masculin ou féminin selon le choix.
- Placez le patient en position allongée, muscles abdominaux relâchés. Repérez la symphyse pubienne (l'os pubien). Placez une quantité généreuse de gel à environ 3 cm au dessus de la symphyse.
- Localisez l'**icône Patient** sur la sonde et assurez-vous que lorsque la sonde est placée sur l'abdomen du patient, la tête de l'icône est dirigée vers la tête du patient.
- Placez l'extrémité arrondie de la sonde sur le gel ultrasons et orientez la vers l'emplacement supposé de la vessie .Pour la plupart des patients cela signifie incliner légèrement la sonde en direction du coccyx.
- Appuyer et relâcher le bouton  de la sonde .Tenez fermement la sonde pendant la mesure. Lorsqu'un bip sonore retentit cela signifie que la mesure est terminée.
- Vérifiez que la sonde était correctement orientée en utilisant l'**icône d'orientation** ayant la forme de la cible, situé sur la droite de l'écran LCD. La zone claire représente la position de la vessie par rapport à la sonde. La mesure est bonne quand l'image de la vessie est bien centrée dans l'icône d'orientation.
- Si l'image de la vessie n'est pas centrée, visez à nouveau la vessie et recommencez la mesure. Pour vous aider, tentez de visualiser les ultrasons projetés depuis la sonde dans le corps du patient. Si l'image était excentrée à gauche, orientez la sonde pour diriger le faisceau d'ultrasons vers la gauche.
- Si la mesure est précise, appuyez sur le **bouton "FAIT"** pour visualiser les résultats de la mesure. Vérifiez que l'image de la vessie de couleur claire tient totalement dans les plans vertical et horizontal de la mesure. Si la zone claire chevauche ou paraît coupée, appuyez sur le bouton "SCAN" pour revenir à l'écran précédent. Puis mesurez à nouveau le patient.
- Lorsque vous avez pu obtenir une mesure précise, appuyez deux fois sur le **bouton "PRINT"** pour imprimer le résultat de l'examen.

---

Hôpitaux Universitaires de Genève - Groupe de Référence en Soins Infirmiers (GRESI)  
4 Rue Gabrielle Perret Gentil CH - 1211 Genève 14

- **verathon.fr**
- Pour plus d'informations, appelez: Siège social : 2 allée d'Oslo, 67300 Schiltigheim, France Téléphone : +33 (0)3 88 60 14 02 VM Europe B.V. : Linnaeusweg 11, 3401 MS IJsselstein, Pays-Bas Téléphone : +31 (0)30 68 70 570 Ou contactez votre représentant local.

