

1

MATERIEL NECESSAIRE

- 3 GOBELETS



- 3 FLACONS A BOUCHON ROUGE ETIQUETES A VOTRE NOM



LE FLACON CONTIENT DU LIQUIDE :

NE PAS VIDER.

NE PAS AVALER.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

RAPPORTER AU LABORATOIRE EN CAS DE
NON UTILISATION.

2

- RECUEILLIR LES SELLES DANS LE GOBELET
- EVITER TOUT CONTACT DES SELLES AVEC :
 - l'eau,
 - des urines,



3

- DEVISSER LE BOUCHON ROUGE DU TUBE.
- NE PAS CASSER L'EXTREMITÉ DU FLACON.
- NE PAS VIDER LE LIQUIDE (QUI SE TROUVE AU FOND DU FLACON)
- COLLECTER L'ECHANTILLON A L'AIDE DU BATON COLLECTEUR (FIXE AU BOUCHON ROUGE).
- PRELEVER TRES PEU DE SELLES A 3 ENDROITS DIFFERENTS DE LA SELLE.



LA QUANTITE DE SELLES DOIT JUSTE RECOUVRIR LE BOUT DU BATON COLLECTEUR.



4

- REINSERER LE BATON COLLECTEUR DANS LE TUBE.



- REFERMER SOIGNEUSEMENT LE FLACON QUI NE DOIT PAS COULER
- MELANGER FORTEMENT.




Dupont
12.12.12

- NOTER LA DATE DU PRELEVEMENT

- S'ASSURER QUE LES FLACONS SONT ETIQUETES A VOTRE NOM.
- REPETER CE GESTE SUR 2 AUTRES SELLES AVEC 1 JOUR D'ECART ENTRE CHAQUE PRELEVEMENT.

5

- IDEALEMENT 3 ECHANTILLONS SUR 3 JOURS (1 PAR 24H).



Dupont
12.12.12

Jour 1



Dupont
13.12.12

Jour 2



Dupont
14.12.12

Jour 3



4° - 25° C

- GARDER LES ECHANTILLONS A TEMPERATURE AMBIANTE OU AU FRIGO

LE JOUR DU DERNIER PRELEVEMENT APPORTER LES 3 FLACONS CENTRE D'ACCUEIL DES PRELEVEMENTS (CAP) BATLAB ETAGE 0 PORTE : 8D-0-850.1 TELEPHONE LABORATOIRE PARASITOLOGIE 022.37.29.560

DELAI MAXIMUM DE 7 JOURS.

En cas de saignement (règles, hémorroïdes) l'examen devra être reporté // // N'oubliez pas de bien vous laver les mains après la collecte de l'échantillon