



Hôpitaux
Universitaires
Genève



DIAGNOSTIQUE / Service de Médecine de Laboratoire

Centre d'accueil des prélèvements (CAP)

Bâtiment des Laboratoires (BATLab), local 8D-0-850.1

4 rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 14

Laboratoire de Bactériologie et de Parasitologie

BACTERIO

<https://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Microbiologiste de garde : (022 37) 27 319

Responsable de Laboratoire : Prof J. Schrenzel (022 37) 27 308

Labo direct ou résultats : Tél. /Fax : (022 37) 27 303 / 27 312

E-mail : Cadres.bacteriologie@hug.ch

Centre d'accueil des prélèvements (CAP) : Tél. (022 37) 21 800

M. ☐ Mme ☐ (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom:.....

Nom de jeune fille :.....

Prénom :.....

Date de naissance : / /

Représentant légal si patient mineur : ☐ père ☐ mère

Nom/prénom :

Rue/N°:.....

Localité, No postal :.....

Unité d'hospitalisation : Médecin :.....

N° EdS :

Adresse pour facturation: ☐ Patient ☐ Demandeur ☐ Assurance

Nature du cas : ☐ Maladie ☐ AI ☐ Accident ☐ Maternité

N° AVS (AI obligatoire) :

Assurance : N° Assuré :

Prescripteur (Nom/Prénom - Rue/N° - Localité, No postal - Tel/Fax) :

Votre référence :

Médecins en copie (Nom/Prénom - Rue/N° - Localité, No postal - Tel/Fax : [Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :](#)

Prélèvement du :

Heure :

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

☐ Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG

Hémoculture et moelle

SANG VEINEUX PAR PONCTION

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC2
- ☐ Mycobactéries (Culture) BAC2

Demandes spéciales

- ☐ Aspergillus antigène (Galactomannane) G3.5
- ☐ Bactéries ADN (PCR broad range) E3 (stt)
- ☐ Beta-D-Glucan G3.5
- ☐ Brucella spp. (PCR) E3
- ☐ Cryptococcus neoformans antigène (Sérologie) R4
- ☐ Cryptococcus neoformans (culture) BAC2
- ☐ Kingella kingae (PCR) E3
- ☐ Neisseria meningitidis (PCR) E3
- ☐ Streptococcus pneumoniae (PCR) E3

SANG VEINEUX PAR CATHETER

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC2
- ☐ Mycobactéries (Culture) BAC2

Demandes spéciales

- ☐ Aspergillus antigène (Galactomannane) G3.5
- ☐ Bactéries ADN (PCR broad range) E3 (stt)
- ☐ Beta-D-Glucan G3.5
- ☐ Brucella spp. (PCR) E3
- ☐ Cryptococcus neoformans antigène (Sérologie) R4
- ☐ Cryptococcus neoformans (Culture) BAC2
- ☐ Kingella kingae (PCR) E3
- ☐ Neisseria meningitidis (PCR) E3
- ☐ Streptococcus pneumoniae (PCR) E3

PONCTION DE MOELLE

- ☐ Bactéries aérobies + anaérobies BAC1
- ☐ Champignons + Levures (Culture) BAC2
- ☐ Mycobactéries (Culture) BAC2

Demandes spéciales

- ☐ Bactéries ADN (PCR broad range) BV10 (stt)
- ☐ Brucella spp (PCR) BV10
- ☐ Cryptococcus neoformans (culture) BAC2

SANG ARTERIEL PAR CATHETER

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC2
- ☐ Mycobactéries (Culture) BAC2

CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏÉTIQUES (na)

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC3

IMMUNOTHERAPIE (LYMPHOCYTES T) (na)

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC3

LIQUIDE CONSERVATION CORNEE GAUCHE (na)

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC3

LIQUIDE CONSERVATION CORNEE DROIT (na)

- ☐ 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1
- ☐ 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC3

BAC1 = BACTEC Plus + aerobic/F (pastille grise, anneau bleu) + BACTEC Lytic/10 anaerobic/F (pastille violette, anneau mauve)

BAC2 = BACTEC Myco/F lytic (pastille blanche, anneau rouge)

BAC3 = BACTEC Mycosis IC/F (pastille verte, anneau gris)

G3.5 = Tube Hémogard jaune 3.5 ml

E3 = Tube Hémogard mauve 3 ml

R4 = Tube Hémogard rouge 4 ml

BV10 = Tube stérile bouchon jaune vissé 10 ml

(stt) = Analyse sous-traitée

(na) = Analyse non accréditée

Tête et cou

ASPIRATION NASOPHARYNGEE (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bordetella pertussis (PCR) - o Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae (PCR) - o Legionella sp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture)	FROTTIS GORGE (eSwab) - o Bactéries aérobies y compris Streptococcus du groupe A (Culture) - o Bactéries aérobies (Culture), patient mucoviscidose (Réservé Pneumologie) <u>Demandes spéciales</u> - o Bordetella pertussis (PCR) - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae (PCR) - o Flore de Plaut-Vincent (Microscopie) - o Kingella kingae (PCR) - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas - o Treponema pallidum (Syphilis) (PCR)	LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN (LCR) (Tube Jaune 10 ml, à envoyer dans sachet jaune) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Cryptococcus neoformans (Antigène) - o Cryptococcus neoformans (Culture) - o Listeria monocytogenes (PCR) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Treponema pallidum (Syphilis)
FROTTIS BOUCHE (eSwab) o Candida (Culture)	FROTTIS NASOPHARYNGE (eSwab) Prestations réservées à la Pédiatrie - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR)	PONCTION/LIQUIDE/ABCES (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Neisseria meningitidis (PCR) - o Streptococcus groupe A (Culture) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)
FROTTIS CONDUIT AUDITIF (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Champignons + Levures (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o MRSA en plus (Culture)	LIQUIDE SINUS (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt)	
FROTTIS DE LA CONJONCTIVE (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Champignons + Levures (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) (Réservé Pédiatrie) Cobas - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas	PONCTION... de vitré ou de la chambre antérieure de l'œil (Eppendorf 1.5 ml) Prestations réservées à l'Ophtalmologie - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture)	TISSU/BIOPSIE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp (PCR) - o Kingella kingae (PCR) - o MRSA en plus (Culture)

Cobas = PCR Media Dual Swab Sample Kit COBAS

(stt) = Analyse sous-traitée
(na) = Analyse non accréditée

Thorax

ASPIRATION BRONCHIQUE (Tube conique FALCON 50ml) - o Bactéries aérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bordetella pertussis (PCR) - o Chlamydia trachomatis (PCR) (Réservé Pédiatrie) Cobas - o Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae (PCR) - o Legionella spp. (Culture) - o Legionella sp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Pneumocystis jirovecii (PCR)	EXPECTORATION (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Bactéries aérobies (Culture), patient mucoviscidose, incluant la recherche de Champignons et levures (Culture) (Réservé Pneumologie) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bordetella pertussis (PCR) - o Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct)	LIQUIDE PLEURAL (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Legionella (Culture) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)
ASPIRATION TRACHEALE (Tube conique FALCON 50ml) - o Bactéries aérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bordetella pertussis (PCR) - o Chlamydia trachomatis (PCR) (Réservé Pédiatrie) Cobas - o Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) (Réservé Pédiatrie) (eSwab)	LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE (LBA) (Tube conique FALCON 50ml) - o Aspergillus antigène (Galactomannane) - o Bactéries aérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Aspergillus fumigatus et Aspergillus spp (PCR) - o Bordetella pertussis (PCR) - o Chlamydia trachomatis (PCR) (Réservé Pédiatrie) Cobas - o Chlamydia pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae (PCR) - o Legionella spp. (Culture) - o Legionella sp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Nocardia (Culture) - o Pneumocystis jirovecii (PCR)	PONCTION/LIQUIDE/ABCS (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Neisseria meningitidis (PCR) - o Streptococcus groupe A (Culture) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)
BIOPSIE TRANS/ENDOBONCHIQUE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Nocardia (culture)		TISSU/BIOPSIE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp (PCR) - o Kingella kingae (PCR) - o MRSA en plus (Culture)
BROSSAGE BRONCHIQUE (Tube conique FALCON 50ml) - o Bactéries aérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture)	LIQUIDE PERICARDIQUE (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct)	VALVE CARDIAQUE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (melitensis, suis, canis, abortis) (PCR) - o Kingella kingae (PCR)
MINI-LBA (soins intensif uniquement) (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) o Bactéries aérobies (Culture, Examen direct)		

Cobas = PCR Media Dual Swab Sample Kit COBAS

(stt) = Analyse sous-traitée
(na) = Analyse non accréditée

Abdomen

BILE (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Salmonella spp. (Culture)	LIQUIDE D'ASCITE - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture) BAC1 - o Levures (Culture) BAC2 - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) BAC2	PONCTION/LIQUIDE/ABCS (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Neisseria meningitidis (PCR) - o Streptococcus groupe A (Culture) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)
BIOPSIE GASTRIQUE (Tube vissé métal 60ml) o Helicobacter pylori (Culture)	LIQUIDE DE DIALYSE - o 1 paire d'hémocs (Culture Bactéries aérobies + anaérobies) BAC1 - o 1 paire d'hémocs + Champignons et Levures (Culture) BAC1+BAC2	
FROTTIS LESIONS ANALES (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas - o Treponema pallidum (Syphilis) (PCR)	LIQUIDE GASTRIQUE (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) o Mycobactéries (Examen direct, Culture)	TISSU/BIOPSIE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp (PCR) - o Kingella kingae (PCR) - o MRSA en plus (Culture)
FROTTIS PERITONEAL (eSwab) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o MRSA en plus (Culture)	LIQUIDE PERITONEAL (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactérie (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o MRSA en plus (Culture) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)	SELLES (Flacon Cary-Blair) - o Campylobacter spp. + Salmonella spp. + Shigella spp. (PCR) (avec culture aérobie en cas de PCR positive) - o Candida (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Clostridium difficile, toxine A/B, PCR (*) - o Escherichia coli entérohémorragique (EHEC)/Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) (PCR) - o Vibrio spp. (Culture) - o Yersinia spp. (Culture)
ILOTS DE LANGERHANS (na) (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture) BAC1 - o Champignons + Levures (Culture) BAC3 <u>Uniquement prép. final des îlots :</u> - o Gram en urgence		

BAC1 = BACTEC Plus + aerobic/F (pastille grise, anneau bleu) + BACTEC Lytic/10 anaerobic/F (pastille violette, anneau mauve)

BAC2 = BACTEC Myco/F lytic (pastille blanche, anneau rouge)

BAC3 = BACTEC Mycosis IC/F (pastille verte, anneau gris)

Cobas = PCR Media Dual Swab Sample Kit COBAS

(stt) = Analyse sous-traitée

(na) = Analyse non accréditée

(*) = Recherche du gène de la toxine par PCR ; en cas de résultat positif, la toxine est recherchée par immunochromatographie.

Uro-génital

FROTTIS CERVICAL GYNECOLOGIQUE (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) - o Actinomyces sp. (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) - o Streptococcus groupe B (Culture) <u>MST</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas	FROTTIS ULCERE GENITAL (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Haemophilus ducreyi (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas - o Treponema pallidum (Syphilis) (PCR)	SPERME (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas
FROTTIS PLACENTAIRE (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) - o Streptococcus groupe B (Culture)	FROTTIS VAGINAL (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o MRSA en plus (Culture) <u>MST</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas FROTTIS VAGINO-RECTAL (eSwab) - o Streptococcus groupe B (Culture)	TISSU/BIOPSIE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp (PCR) - o Kingella kingae (PCR) - o MRSA en plus (Culture)
FROTTIS URETRAL (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o MRSA en plus (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) <u>MST</u> - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas	PONCTION/LIQUIDE/ABCES (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Neisseria meningitidis (PCR) - o Streptococcus groupe A (Culture) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)	URINE (Vacutainer kaki avec acide borique 4 ml) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) (Falcon 50 ml) <u>Demandes spéciales</u> - o MRSA en plus (Culture) URINE 1^{ER} JET (Falcon 50ml) - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Mycoplasma hominis/genitalium et Ureaplasma urealyticum/parvum (PCR) - o Neisseria gonorrhoeae (Culture) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas

Cobas = PCR Media Dual Swab Sample Kit COBAS

(stt) = Analyse sous-traitée

(na) = Analyse non accréditée

Drains et prothèse

CATHETER ARTERIEL (Tube NaCl 0.9%) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture)	DRAIN (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Champignons + Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o MRSA en plus (Culture)
CATHETER VEINEUX (Tube NaCl 0.9%) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Candida (Culture)	MATERIEL DE PROTHESE (Sac stérile de chirurgie) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons +Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture)

Peau, Tissus mous et Ostéo-articulaire

FROTTIS PROFOND (eSwab) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o MRSA en plus (Culture)	PONCTION/LIQUIDE/ABCES (Tube stérile 10 ml à bouchon jaune vissé) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Mycobacterium tuberculosis complexe (PCR, Culture et Examen direct) - o Neisseria meningitidis (PCR) - o Streptococcus groupe A (Culture) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)	TISSU/BIOPSIE (Tube vissé métal 60ml) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture, Examen direct) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Actinomyces (culture) - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp (PCR) - o Helicobacter pylori (Culture) - o Kingella kingae (PCR) - o MRSA en plus (Culture) - o Neisseria meningitidis (PCR)
FROTTIS SUPERFICIEL (eSwab) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Champignons et levures (Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o C. diphtheriae (Culture + PCR toxine) (*) - o MRSA en plus (Culture)		
LIQUIDE ARTICULAIRE (Tube Jaune 10 ml, à envoyer dans sachet jaune) - o Bactéries aérobies + anaérobies (Culture) - o Champignons et Levures (Culture) - o Mycobactéries (Examen direct, Culture) <u>Demandes spéciales</u> - o Bactéries ADN (PCR broad range) (stt) - o Brucella spp. (PCR) - o Chlamydia trachomatis (PCR) Cobas - o Kingella kingae (PCR) - o Neisseria gonorrhoeae (PCR) Cobas - o Neisseria meningitidis (PCR) - o Streptococcus pneumoniae (PCR)		

Cobas = PCR Media Dual Swab Sample Kit COBAS

(*) Y compris C. diphtheriae, C. ulcerans et C. pseudotuberculosis ; PCR toxine uniquement sur souche

(stt) = Analyse sous-traitée

(na) = Analyse non accréditée

Contrôle de l'infection

ASPIRATION TRACHEALE (Tube vissé métal 60ml) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)	FROTTIS SUPERFICIELLE (eSwab) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)	FROTTIS VAGINAL (eSwab) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)
EXPECTORATION (Tube vissé métal 60ml) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (Culture + PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)	FROTTIS CERVICAL GYNECOLOGIQUE (eSwab) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (Culture + PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)	SELLES (Flacon Cary-Blair ou selles natives) - o Clostridium difficile, Toxines A/B (PCR) - o Panel BMR (Acinetobacter multi-R, BLSE, CPE, VRE) (Culture) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)
FROTTIS AISSELLE (eSwab) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Candida (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (Culture + PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)	FROTTIS INGUINAL (eSwab) - o Admission : MRSA exclusivement (Culture) - o Entourage : MRSA exclusivement (Culture) - o Sortie : MRSA exclusivement (Culture) - o Suivi pendant l'hospitalisation : MRSA exclusivement (Culture) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Candida (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (Culture + PCR) - o Staphylococcus aureus (culture) - o Toxines (PCR)	URINE (Vacutainer kaki avec acide borique 4 ml) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (Cultures + PCR) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)
FROTTIS ANAL (eSwab) - o Candida (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o MRSA exclusivement (Culture) - o Panel BMR (Acinetobacter multi-R, BLSE CPE, VRE) (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR) - o Vancomycine résistance gène van-A-GX (PCR, Culture)	FROTTIS NEZ (eSwab) - o Admission : MRSA exclusivement (culture) - o Entourage : MRSA exclusivement (Culture) - o Sortie : MRSA exclusivement (Culture) - o Suivi pendant l'hospitalisation : MRSA exclusivement (Culture) - o Candida (Culture) - o Staphylococcus aureus (Culture) - o Toxines (PCR)	ENVIRONNEMENT (uniquement matériels non biologiques) - o Bactéries aérobies (Culture) - o Champignons et levures (Cultutre)
FROTTIS PROFOND (eSwab) - o Acinetobacter multi-résistant (Culture) - o Enterobactéries BLSE (Culture) - o Enterococcus VRE (Culture) - o Gram nég. résistants aux carbapénèmes (Culture + PCR)	- o MRSA exclusivement (Culture) - o Staphylococcus aureus (culture) - o Toxines (PCR)	

(na) = Analyse non accréditée