


Echantillon de préservatifs à disposition pour essai

Echantillon de base en matière latex :

 Lubrifiant, gel à base d'eau (ou de silicone) compatible avec le latex des préservatifs



Préservatifs en latex de largeurs complémentaires :

49MM DROIT 60MM DROIT 64MM DROIT



Préservatifs sans-latex :

53MM DROIT 56MM DROIT 58MM DROIT



EN POLYURÉTHANE

EN « SKYNFEEL »

EN « SKYNFEEL »

Préservatif interne :



EN NITRILE