



*** Atteinte vasculaire significative**
 - TRC augmenté ++ en distalité
 - Froid
 - Cyanose
 - Nécrose

Utilisation possible d'un bistouri « long stitch cutter blade » ou d'une aiguille de fils PDS 1 CCS avec « forward cutting needle » à trouver au bloc (33689)

| Protocole crème dépilatoire :
 1. Application d'une couche de crème sur toute la circonférence
 2. Laisser agir selon indication du fabricant
 3. Essuyer la crème et rincer à l'eau tiède
 4. Retirer délicatement tout segment de cheveu persistant

Bean JF, Hebal F, Hunter CJ. A single center retrospective review of hair tourniquet syndrome and a proposed treatment algorithm. *Journal of Pediatric Surgery* 50 (2015) 1583-1585
 Gottlieb M, Holladay D, and Spearman D. Current approach to the evaluation and management of hair-thread tourniquets. *Pediatr Emer Care* 2019;35: 377-381
 Kudzinskas A, and al. Evaluation of depilatory agents in the treatment of hair-thread tourniquet syndrome *J Emer Med*, Vol. 61, No. 5, pp.507-516, 2021