

## Tri : mesures isolements au SAUP

DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques

Responsable du document : Kevin HADDAD

Mise à jour  
16.04.2019

### Prise en charge dès le tri

**SOS SPCI : 30 989****Nettoyeur : 31 944**

#### Rougeole → la rougeole

##### Cas suspects

- **Enfant NON vacciné AVEC rash Et conjonctivite ET fièvre.**
- **Enfant NON vacciné ET rash ou conjonctivite ou fièvre ET contact avec cas confirmé de rougeole.**

##### Dès le tri

- **Masque ultra-filtrant type FFP2** en permanence (nez et bouche).
- Si possible directement dans un box, sinon Salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de LHCD).
- **Ne jamais installer** à LHCD.

##### Isolement

Suspicion ou cas avéré : "**AIR**" et Mesures de base.

### Varicelle (avérée ou suspicion)

- Contagiosité :
  - Début : 5 jours avant l'apparition des vésicules / Durée : jusqu'à la disparition de la dernière croûte.

#### Isolement jusqu'à la disparition de la dernière croûte

- Si possible directement dans un Box, sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de LHCD)
- Box individuel (**de préférence C1, C2 ou 8** car moins de matériel et de patients à risques)
  - **Ne jamais installer** à LHCD
  - Nettoyer les surfaces en zone d'attente
- **Isolement : "AIR" et "CONTACT"**
  - Mettre étiquettes d'isolement Air + Contact sur la porte du box
  - Gants non stériles et surblouse pour tout contact avec le patient
  - Masque ultra-filtrant FFP2 si le soignant n'a jamais eu la varicelle

### Tuberculose (avérée ou suspicion)

#### Isolement

- **Masque ultra-filtrant FFP2**
- Directement dans un box (box 1 à 5)
  - **Pression négative** (bouton sur N°2)
  - Portes toujours fermées / demander au patient de ne pas sortir du box
  - **Ne jamais installer** à LHCD
  - **Si box 10 utilisé : prévoir box 9 en cas de réa (attention ne pas sortir de matériel du box 10)**
- **Isolement : "AIR"**
  - Mettre étiquettes d'isolement Air sur la porte du box

	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 2 sur 2
	Approbateur : Isabelle GOLARD	Version n°1
<b>Tri : mesures isolements au SAUP</b>		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 16.04.2019

[Dépistage BMR](#) → [Dépistage BMR](#)

**Concerné**

- **Patient transféré d'un établissement de soins** (Suisse ou étranger) ou ayant eu une histoire médicale à l'étranger au cours des 12 derniers mois. *Patient ayant séjourné dans le sous-continent indien au cours des 12 mois précédents (Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka).*
- **Patient admis dans le cadre d'un programme humanitaire**, en provenance de l'étranger ou de Suisse (Terre des hommes par exemple).

**Isolement** : "[CONTACT](#)" Mettre **étiquettes d'isolement Contact plus** sur la porte du box

- **Gants** non stériles pour tout contact avec le patient
- **Surblouse** pour tout contact avec le patient