


Insuffisance surrénalienne


Procédure pour les demandes d'examens depuis le SAUP

Cette procédure ne concerne que les examens qui sont demandés depuis le SAUP

1. Aller sur : **Oder sets du service**



2. Aller sur : **SAUP: Insuffisance surrénalienne**



3. Si les bilans de chimie et infectieux n'ont pas encore été faits : à cocher

4. **Avant de valider**, cliquer sur les deux liens en bleu pour **imprimer les feuilles** qui doivent accompagner les prélèvements de l'ECA.



5. Valider votre requête

6. Faire remplir la [feuille demande du labo prestataire](#) par le médecin

7. Mettre la [feuille demande du labo prestataire](#) ainsi que la [feuille de transport international pré-remplie](#) avec les tubes

8. Envoyer vos tubes :

a. La semaine de 7h30 à 16h30 (le labo ECA reçoit les tubes jusqu'à 16h45 au plus tard)

- Respecter ce qui est dit sur les requêtes
- Envoyer par iTransport pour le CAP BatLab

b. Après 16h30 ET les week-ends/fériés 24h/24h :

- APPELER le labo des liquides bio au 27331**
- AVEC les tubes, mettre une note bien visible comme quoi le tri de BatLab doit prévenir les liquides bios de l'arrivée des examens (exemple page suivante)
- Envoyer par iTransport sur glace

Insuffisance surrénalienne Procédure pour les demandes d'examens depuis le SAUP

Feuille à mettre avec les tubes

**Prévenir les
liquides biologiques à l'arrivée de ces
examens**

Tel : 27331

Merci